

Anti-Spdef Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095238

Artikelnummer: CM0023936



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPDEF, validiert durch WB und ELISA. Erkennt ein 38 kDa Band und ist geeignet für Prostatakrebsforschung und Studien zum Prostata-spezifischen Antigen-Promotor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPDEF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	25803
Gen-ID	25803
Immunogen	Synthetisches Peptid, aa 1-100 von humanem SPDEF (NP_036523.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95238
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistüte