

Anti-Spdef-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95238

Artikelnummer: CM0016471



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPDEF (PDEF, SAM-pointed-Domäne-enthaltender Ets-Transkriptionsfaktor). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Geeignet für die Forschung an Prostatakrebs und hormonreguliertem Epithelgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPDEF-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	25803
GeneID	25803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-335 des humanen SPDEF (NP_036523.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O95238
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku