

Anti-Specc1L-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yq0

Artikelnummer: CM0019478

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes SPECC1L (Cytospin-A). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal zur Untersuchung von Zytokinese, Spindelorganisation und Zytoskelettdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPECC1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TBHS; CYTSA; GBBB2; TBHS1; OBLFC1; SPECC1L
Spezies	Mensch
Gen-ID	23384
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 200-500 von humanem SPECC1L (NP_056145.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q69YQ0
Proteingewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel