

Anti-Spem1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N4L4

Artikelnummer: CM0028209

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes SPEM1 (C17orf83), validiert für WB und ELISA. Erkennt ein Membran-/Zytoplasma-Protein, das für die Entfernung des Spermatiden-Zytoplasmas während der Spermatogenese essentiell ist. Kreuzreagiert mit Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPEM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C17orf83; SPEM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	374768
Gen-ID	374768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 203-309 von humanem SPEM1 (NP_955371.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8N4L4
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistasche