


Anti-Spermin-Synthase Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52788

Artikelnummer: CM0011767



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Spermin-Synthase (SMS), geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humane, murine und Ratten-Spezies. Ideal zum Studium der Polyamin-Biosynthese und verwandter Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Spermin-Synthase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SRS; SpS; MRSR; SPMSY; MRXSSR; Spermin-Synthase
Spezies	Human
Gen-ID	6611
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 der humanen Spermin-Synthase (P52788) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52788
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel