


Anti-Spermin-Synthase (Sms) Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb Und Elisa - P52788

Artikelnummer: CM0027153



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonalkörper gegen menschliche Spermin-Synthase (SMS). Validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Unentbehrlich für Forschung zur Polyamin-Biosynthese und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRS, SpS, MRSR, SPMSY, MRXSSR, SMS
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6611
GeneID	6611
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-366 der menschlichen SMS (NP_004586.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52788
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel