

Anti-Spg7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq90

Artikelnummer: CM0013740



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPG7/Paraplegin, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialer Proteostase und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPG7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6687
GeneID	6687
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem SPG7 (NP_003110.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQ90
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel