


Anti-Sphk1 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Nya1

Artikelnummer: CM0020191



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche Sphingosinkinase 1 (SPHK1) für IHC-P und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Detektiert eine Bande von 43 kDa. Ideal für die Erforschung von S1P-vermittelten Signalwegen, Entzündungen und neuroinflammatorischen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPHK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPHK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8877
GenID	8877
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von humanem SPHK1 entspricht (NP_001136074.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYA1
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel