


Anti-Sphk1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nya1

Artikelnummer: CM0006796



Einführung

SPHK1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Ziel ist humane Sphingosinkinase 1 (SWISS Q9NYA1), eine Lipidkinase, die am Sphingolipidstoffwechsel und Entzündungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPHK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SPHK; SPHK1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8877
GeneID	8877
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 von humanem SPHK1 (NP_001136074.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NYA1
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche