


Anti-Sphk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nya1

Artikelnummer: CM0018660



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliche Sphingosin-Kinase 1 (SPHK1) gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus-Proben. Unterstützt Forschung zu Zellwachstum, Entzündungen und Lipid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPHK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPHK; SPHK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8877
GenID	8877
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-384 von menschlichem SPHK1 (NP_001136074.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NYA1
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel