

Anti-Sphk2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nra0

Artikelnummer: CM0029742

Einführung

SPHK2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, gerichtet gegen humane Sphingosinkinase 2 (SPHK2). Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung von S1P-Signalgebung, Apoptose, mitochondriale Atmung und epigenetische Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPHK2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Spezies	Mensch
GenID	56848
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-165 von humanem SPHK2 (NP_001191088.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NRA0
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eisbeutel