

Anti-Sphk2 Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nra0

Artikelnummer: CM0025108

Einführung

Kaninchen-poliklonales Antikörper, das gegen humanes SPHK2 gerichtet ist, validiert für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt SPHK2 von Mensch, Maus und Ratte mit einem vorausgesagten Molekulargewicht von 69 kDa. Ideal für Forschung zu Apoptose und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPHK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56848
Gen-ID	56848
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-165 von humanem SPHK2 (NP_001191088.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRA0
Proteinmasse	69kDa
Versand	Eisbeutel