


Anti-Spi1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17947

Artikelnummer: CM0019975



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den humanen SPI1/PU.1 Transkriptionsfaktor. Geeignet für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines SPI1. Essentiell für die Forschung zu hämatopoetischem Zellschicksal und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; SPI1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6688
GeneID	6688
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-98 von humanem SPI1 (NP_003111.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P17947
Protein-Gewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel