

Anti-Spib Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01892

Artikelnummer: CM0028206

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes SPIB, einen Transkriptionsfaktor, der an der Entwicklung plasmazytoider dendritischer Zellen und der B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung beteiligt ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPIB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPI-B; SPIB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6689
Gen-ID	6689
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-262 von humanem SPIB (NP_003112.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q01892
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel