

Anti-Spike-Glykoprotein Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - PODtc2

Artikelnummer: CM0002102



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Glykoprotein (S-Protein) für Anwendungen in WB, IF/ICC, ELISA. Detektiert eine Bande von ~141 kDa. Geeignet für Studien zu viraler Eintrittsstelle und Wirtsinteraktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 3CLpro Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	Spike-Glykoprotein; S; SARS-CoV-2 3CLpro
Spezies	Severes akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2
GeneID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-306 des Coronavirus 3CLpro (YP_009725295.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	PODTC2
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel