

Anti-Spin2B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bpz2

Artikelnummer: CM0025428



Einführung

Anti-SPIN2B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (29 kDa) validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches SPIN2B und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. SPIN2B ist ein Kernprotein, das an der Regulation des Zellzyklus und der Apoptose beteiligt ist, mit H3K4me3-Bindungsaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPIN2B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SPIN-2; TDRD26; SPIN-2B; dj323P24.2; SPIN2_duplicate; SPIN2B
Spezies	Mensch
Gen-ID	474343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-258 von menschlichem SPIN2B (NP_001006682.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BPZ2
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel