

Anti-Spink1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P00995

Artikelnummer: CM0014738



Einführung

Anti-SPINK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes SPINK1, einen Serinprotease-Inhibitor, der an der Pankreasfunktion und der Reproduktionsbiologie beteiligt ist. Ideal für IVD und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPINK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TCP, PCTT, PSTI, TATI, Spink3, SPINK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6690
GenID	6690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-79 von humanem SPINK1 (NP_003113.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00995
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel