

Anti-Spink5/Lekti Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nq38

Artikelnummer: CM0002918



Einführung

Hochwertiger Anti-SPINK5/LEKTI Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen, geeignet für die Erforschung von Serinproteaseinhibitoren und Hautbarrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPINK5 / LEKTI Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	NS; NETS; LEKTI; LETKI; VAKTI; SPINK5 / LEKTI
Art	Mensch
GenID (Mensch)	11005
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem SPINK5/LEKTI (Q9NQ38) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ38
Proteinmasse	121 kDa
Versand	Eisbeutel