


Kaninchen-Poliklonaler Anti-Spint1 (Hai-1)-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43278

Artikelnummer: CM0027779



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches SPINT1 (HAI-1), ein Proteaseinhibitor vom Kunitz-Typ, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte; rekombinantes Immunogen; vorausgesagtes Gewicht 58 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPINT1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	HAI; HAI1; MANSC2; SPINT1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6692
Gen-ID	6692
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 234-513 von menschlichem SPINT1 (NP_003701.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43278
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel