

Anti-Spk (Topk) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper - Q96Kb5

Artikelnummer: CM0030411



Einführung

Polyklonaler Anti-SPK (TOPK) Kaninchen-Antikörper für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen und Ratten-Proben. Detektiert ein 36 kDa Protein; ideal für die Forschung zu Krebs/Hoden-Antigenen und Kinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPK Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3
Spezies	Human
GeneID (Human)	55872
GeneID	55872
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-322 des humanen SPK (NP_060962.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q96KB5
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel