

Anti-Spock3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bq16

Artikelnummer: CM0018160

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPOCK3 (Testican-3), validiert für WB, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für Forschung zur Neurogenese und Tumorinvasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPOCK3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TES-3; TICN3; HSAJ1454; SPOCK3
Spezies	Mensch
Gen-ID	50859
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 180-380 von humanem SPOCK3 (NP_001035249.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQ16
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eispackung