


Anti-Spon2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bud6

Artikelnummer: CM0014296



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes SPON2 (MINDIN/DIL-1) gerichtet ist und in WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Erkennt ein sezerniertes Protein der extrazellulären Matrix mit Funktionen bei der Zelladhäsion und der angeborenen Immunität. Kreuzreagiert mit Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SPON2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DIL1; DIL-1; MINDIN; M-SPONDIN; SPON2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10417
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-150 von humanem SPON2 (NP_036577.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9BUD6
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel