

Anti-Spop Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43791

Artikelnummer: CM0002452



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SPOP (O43791). Validiert für WB und ELISA; geeignet für Forschung zu Ubiquitinierung, proteasomalem Abbau, Wirt-Virus-Interaktionen und DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPOP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TEF2; BTBD32; NSDVS1; NSDVS2; NEDMACE; NEDMIDF; SPOP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8405
Gen-ID	8405
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen SPOP (O43791) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O43791
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eistasche