


Anti-Sppl2A Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tct8

Artikelnummer: CM0016126



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SPPL2A (IMP3/PSL2), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt endogenes SPPL2A bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Immunologie- und Protease-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPPL2A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	IMP3, PSL2, IMD86, SPPL2A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84888
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 421-520 von humanem SPPL2A (NP_116191.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TCT8
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel