


Anti-Spr (Sepiapterin-Reduktase) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35270

Artikelnummer: CM0017478



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche SPR (Sepiapterin-Reduktase), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Tetrahydrobiopterin-Biosynthese und verwandter Dystonie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SDR38C1; SPR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6697
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-261 der menschlichen SPR (NP_003115.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35270
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel