

Anti-SPRR1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P35321

Artikelnummer: CM0019595

Einführung

SPRR1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) richtet sich gegen Cornifin-A (SPRR1A). Validiert für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu Keratinozytendifferenzierung, Hautbarriere und verhornter Hülle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPRR1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPRK; SPRR1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6698
Gen-ID	6698
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-89 von menschlichem SPRR1A (NP_005978.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35321
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel