

Anti-Sprrr3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc9

Artikelnummer: CM0015856

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPRR3, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Keratinozyten- und Hornhüllen-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SPRR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPRR3
Spezies	Human
GeneID (Human)	6707
GeneID	6707
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 des humanen SPRR3 (NP_005407.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBC9
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel