

Anti-Sprtn-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q9H040

Artikelnummer: CM0016549



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SPRTN (DVC1/Spartan), eine DNA-abhängige Metalloprotease, die für die Reparatur von DNA-Protein-Vernetzungen und die genomische Stabilität entscheidend ist. Für Western Blot und ELISA validiert; erkennt ein 55-kDa-Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPRTN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DVC1; PRO4323; Spartan; C1orf124; SPRTN
Art	Mensch
Gen-ID	83932
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 des humanen SPRTN (NP_001010984.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H040
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku