

Anti-Spry2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Artikelnummer: CM0023422



Einführung

SPRY2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Geeignet für die Untersuchung der FGF-Signalgebung, Entwicklung und EGFR-Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPRY2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IGAN3; hSPRY2; SPRY2
Spezies	Human
GenID (Human)	10253
GenID	10253
Immunogen	Synthetisches Peptid [Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SPRY2 (NP_005833.1) entspricht]
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O43597
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel