

Anti-Spry3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43610

Artikelnummer: CM0016484

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPRY3, validiert für WB und ELISA. Erkennt Protein sprouty homolog 3, einen MAPK-Signalweg-Antagonisten, der an Neurogenese und Organogenese beteiligt ist. Geeignet für Studien an Gehirn- und Herzgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPRY3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	spry-3; SPRY3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10251
Gen-ID	10251
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von humanem SPRY3 entspricht (NP_005831.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O43610
Protein-Gewicht	31kDa
Versand	Eistasche