


Anti-Spsb1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Bd6

Artikelnummer: CM0015199



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPSB1, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Zielgerichtet auf einen Schlüsselregulator der Stickstoffmonoxidproduktion und des Ubiquitin-vermittelten Abbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPSB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SSB1; SSB-1; SPSB1
Spezies	Human
GeneID (human)	80176
GeneID	80176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-60 von humanem SPSB1 (NP_079382.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96BD6
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel