

Anti-Sptbn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01082

Artikelnummer: CM0026569



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPTBN1 (Beta-II-Spektrin), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines SPTBN1, ~275 kDa. Ideal für Zytoskelett- und Membranforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPTBN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ELF; SPTB2; DDISBA; HEL102; betaSpII; SPTBN1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6711
Gen-ID	6711
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2100-2200 von humanem SPTBN1 (NP_003119.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q01082
Protein-Gewicht	275 kDa
Versand	Eisbeutel