


Anti-Sptlc1 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - O15269

Artikelnummer: CM0028890



Einführung

SPTLC1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt SPTLC1 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Sphingolipid-Biosynthese und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPTLC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HSN1; LBC1; LCB1; SPT1; SPTI; ALS27; HSN1; SPTLC1
Art	Mensch
GenID	10558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 37-310 von menschlichem SPTLC1 (NP_006406.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15269
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eispackung