

Anti-Spz1-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bxg8

Artikelnummer: CM0023611

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPZ1, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und ratten SPZ1, einen Transkriptionsfaktor, der an der Spermatogenese beteiligt ist. Ideal für die Reproduktionsbiologie und die Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPZ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CILD38; NYD-TSP1; PPP1R148; SPZ1
Spezies	Human
GeneID (Human)	84654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-430 von humanem SPZ1 (NP_115956.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9BXG8
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel