

Anti-Sqle-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14534

Artikelnummer: CM0020603



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Squalen-Monooxygenase (SQLE) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Cholesterinstoffwechsel und Lebererkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SQLE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SQLE
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6713
GenID	6713
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 300-400 von humanem SQLE (NP_003120.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14534
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel