

Anti-Sqrdl-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6N5

Artikelnummer: CM0026197



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes SQRDL (Sulfid:Chinon-Oxidoreduktase), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen Sulfidoxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SQRDL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SQR; SQRDL; CGI-44; PRO1975
Spezies	Mensch
Gen-ID	58472
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 211-450 von humanem SQRDL (NP_067022.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6N5
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel