


Anti-Sqs/Fdft1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P37268

Artikelnummer: CM0010313



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches SQS/FDFT1 (Squalensynthase) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Cholesterinstoffwechsel und zur Lipidbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SQS/FDFT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Spezies	Mensch
GenID	2222
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von menschlichem SQS/FDFT1 (P37268) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37268
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel