


Anti-Sqs/Fdft1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37268

Artikelnummer: CM0025925



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SQS/FDFT1 (Squalen-Synthase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur Cholesterinbiosynthese. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 1-260).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SQS/FDFT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2222
GeneID	2222
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem SQS/FDFT1 (NP_004453.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37268
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel