

Anti-Sqstm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q64337

Artikelnummer: CM0022823



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SQSTM1/p62. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten SQSTM1 mit einer erwarteten Bande nahe 48 kDa. Ideal für Autophagie- und Zellsignalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SQSTM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Osi, p62, A170, STAP, OSF-6, STONE14, SQSTM1
Spezies	Maus
Gen-ID	18412 (Maus)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von murinem SQSTM1 (NP_035148.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q64337
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel