


Anti-Sqstm1/P62 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13501

Artikelnummer: CM0025834



Einführung

Anti-SQSTM1/p62 polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten SQSTM1/p62 (48kDa). Wichtiges Werkzeug für Studien zu Autophagie, Ubiquitin-Signalgebung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SQSTM1/p62 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Spezies	Human
GeneID (Human)	8878
GeneID	8878
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-440 von humanem SQSTM1/p62 (NP_003891.1) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13501
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel