


Anti-Sqstm1/P62 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Artikelnummer: CM0016923



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SQSTM1/p62, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Autophagie, Ubiquitin-Signalgebung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SQSTM1/p62 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Spezies	Human
GeneID (Human)	8878
GeneID	8878
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13501
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eistasche