


Anti-Sr-B2/LimpII Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14108

Artikelnummer: CM0016245



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SR-B2/LIMP-II (LIMP-II/LGP85/CD36L2). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zu lysosomalen Rezeptoren und zum Eintritt von Enterovirus 71.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SR-B2/LIMP-II-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMRF, EPM4, LGP85, CD36L2, HLG85, LIMP-2, LIMP-II, SR-BII, SR-B2/LIMP-II
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	950
GeneID	950
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-380 des humanen SR-B2/LIMP-II (NP_005497.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14108
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Icebag