

Anti-Sr-Bi Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtv0

Artikelnummer: CM0002956

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SR-BI (Q8WTV0). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Lipoproteinstoffwechsels, des Viraleintritts und der Phagozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SR-BI Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Spezies	Human
Gen-ID	949
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SR-BI (Q8WTV0) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WTV0
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel