

Anti-Sr-Bi Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wtv0

Artikelnummer: CM0017764

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches SR-BI (CLA1, CD36L1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Cholesterinhomöostase, HCV-Eintritt und Scavenger-Rezeptor-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SR-BI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	949
GenID	949
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SR-BI entspricht (NP_005496.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WTV0
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel