

## Anti-Sr-Protein-Repeat-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13247

Artikelnummer: CM0012357



### Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper erkennt SR-Protein-Repeat (SRSF6/SRP55) in Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Molekulargewicht ca. 40 kDa. Geeignet für die Erforschung des Spleißens und Studien an Krankheitsmodellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SR-Protein-Repeat-Kaninchen-mAb                                                                                                      |
| Anmerkungen/Alias | B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SR-Protein-Repeat                                                                                       |
| Art               | Mensch                                                                                                                               |
| GeneID (Mensch)   | 6431                                                                                                                                 |
| GeneID            | 6431                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des menschlichen SR-Protein-Repeat (Q13247) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | Q13247                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 40 kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                             |