


Anti-Sra1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hd15

Artikelnummer: CM0021393



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen SRA1 für WB und ELISA. Ziel ist das humane SRA1 (SRAP), ein transkriptioneller Koaktivator, der an der Regulation von Steroidrezeptoren und der Tumorentstehung beteiligt ist. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRA1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SRA; SRAP; STRAA1; pp7684; SRA1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10011
Gen-ID	10011
Immunogen	Synthetisches Peptid: ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SRA1 (NP_001030312.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9HD15
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku