

Anti-Src Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P12931

Artikelnummer: CM0015708



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper vom Kaninchen zielt auf humanes Src (c-Src, p60-Src) ab und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Er ist für WB und ELISA validiert und unterstützt die Forschung zu Tyrosinkinase-Signalwegen, Zelladhäsion und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Src Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Src
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6714
Gen-ID	6714
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 410-536 von humanem Src (NP_005408.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12931
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel