

## Anti-Srd5A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P18405

Artikelnummer: CM0015001

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SRD5A1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Androgen-Signalwegen, Steroidstoffwechsel und sexueller Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SRD5A1 Rabbit pAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | S5AR 1; SRD5A1                                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 6715                                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem SRD5A1 (NP_001038.1) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | P18405                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 29kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                             |