


Anti-Srd5A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31213

Artikelnummer: CM0003682



Einführung

Hochwertiger, für WB und ELISA validierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen SRD5A2. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-SRD5A2, ein Schlüsselenzym im Androgenstoffwechsel. Geeignet für die Prostata-Biologieforschung. P31213.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRD5A2 Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
GeneID	6716 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen SRD5A2 (P31213) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31213
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel