

Anti-Srebf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P36956

Artikelnummer: CM0016375



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes SREBF1 (SREBP1) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Ideal für die Untersuchung der Cholesterinbiosynthese, des Lipidhaushalts und der metabolischen Regulation. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SREBF1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HMD, IFAP2, SREBP1, bHLHd1, SREBF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6720
GenID	6720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-310 von humanem SREBF1 (NP_004167.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36956
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel